

### Назначение

Абсорбирующие бумажные штифты - это бумажные эндодонтические штифты, которые используются во время эндодонтического лечения для сушки или удаления любых инородных материалов из корневого канала зуба.

### Указания по применению

Удаление влаги, крови и других посторонних веществ из корневого канала состоит из двух этапов. Стоматолог должен выполнить эти шаги, чтобы obturировать корневой канал.

1. Перед этапом пломбирования корневого канала с помощью гуттаперчевых штифтов необходимо проверить длину и размер штифтов из абсорбирующей бумаги, чтобы они соответствовали форме корневого канала. Следует подобрать бумажные абсорбирующие штифты, подходящие к апексу корневого канала.

2. Выбранные бумажные штифты вставляются в корневой канал для удаления крови или инородного вещества перед окончательным заполнением корневого канала с помощью гуттаперчевых штифтов. Эта процедура является наиболее стандартным методом. Однако стоматолог может рассмотреть возможность использования большего количества абсорбирующих бумажных штифтов, чтобы выполнить процедуру другим способом в зависимости от симптомов пациента.

◆ Бумажные абсорбирующие штифты предназначены для одноразового использования.

Не используйте их повторно.

### Обращение и хранение

1. Хранить при комнатной температуре. (2 ~ 27°C)
2. Не бросайте продукты во время переноски.
3. Хранить отдельно от других товаров разных типов и размеров.

### Предупреждения

Следует использовать стерильные бумажные штифты с таким же размером и толщиной, как и штифты из гуттаперчи.

2. Избегайте контакта с влагой.
3. Одноразовые медицинские изделия.

### Срок годности

4 года с даты производства

### Символы



## **Гарантия и ограничение ответственности**

### **Гарантия**

DiaDent Group International заменит продукт, если будет доказано, что он неисправен. DiaDent Group International не несет ответственности за любой или меньший ущерб, прямой или косвенный, связанный с использованием или невозможностью использования описанного продукта. Перед использованием пользователь должен определить пригодность продукта для использования по назначению. Пользователь принимает на себя все риски и ответственность в связи с этим.

Европейский представитель

DiaDent Europe B.V.

Antennestraat 70, 1322AS Алмере, Нидерланды

Тел.: 00 31 (0) 36 549 8607 ФАКС: 00 31 (0) 36 536 7317

### **Эксклюзивный представитель в РБ – ЧУП «ЮНИКО-ДЕНТАЛ»**

г. Минск, ул. М. Танка, 20 – 205

Тел. (017) 374-87-14, факс: (017) 374-25-81

моб. (029) 660-46-16, (029) 660-46-10

E-mail: [sales@younico.by](mailto:sales@younico.by), сайт: [www.younico.by](http://www.younico.by)