

endo★star К – ПРИМЕРЫ (К – REAMERS)

1. Общее описание:

К-примеры – это эндодонтические инструменты, предназначены для работы методом расширения (вращательные движения). Для разработки прямой части канала, выпрямления, раскрытия устьев, препарирования канала. Можно ими работать вращательными движениями в большем диапазоне, чем К-файлами.

- очень высокая способность транспортировки дентина наружу,
- высокая способность расширения канала,
- 3 режущие грани,
- поперечный разрез: ▲
- сделаны из нержавеющей стали,
- эргономическая ручка с напечатанным размером по ISO.

2. Рекомендованное количество использований:

Максимум 1-10 раз в зависимости от размера (см. Таблицу 1), при условии, что визуальный контроль, выполняемый стоматологом перед следующим использованием показывает, что инструмент не был поврежден предыдущим использованием, не изогнут (не касается случаев специального загибания инструмента под кривизну канала), не деформированный, не проявляет признаков "усталости" стержня инструмента, а также надёжно крепится к ручке. Использование инструмента большее число раз, чем рекомендуемое, может привести к его поломке в канале.

Таблица 1

Размер	06	08	10	15	20	25	30	35	40	45	50
Количество использований	1	1	1	1-2	1-2	1-2	2-3	2-3	2-3	4-5	4-5
Размер	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140	
Количество использований	4-5	4-5	4-5	4-5	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	

3. Очистка и дезинфекция:

Подробную инструкцию по очистке и дезинфекции можно найти на веб-сайте www.poldent.pl и www.endostar.eu.

4. Стерилизация:

Продукты нестерильные. Перед использованием следует их стерилизовать. Инструменты можно многократно стерилизовать в паровом автоклаве при температуре 134 градуса. Рекомендуемое время стерилизации 35-40 минут. Инструменты можно дезинфицировать в мягких дезинфицирующих средствах, а также можно их чистить в ультразвуковых мойках. Очень агрессивные дезинфицирующие средства могут привести к нарушению структуры материала, из которого сделана ручка, либо же к ее обесцвечиванию.

5. Хранение:

Инструменты следует хранить при комнатной температуре в сухой, чистой среде, без пыли.

6. Предупреждения:

Только для использования в стоматологии.

	Поперечный разрез
	Знак CE
	Стерилизация в паровом автоклаве темп. 134°C
	Нестерильный продукт
	Для обработки канала зуба
	Партия товара
	Перед использованием прочитайте инструкцию
	Нержавеющая сталь



Производитель:

Poldent Sp. z o. o.
ul. Dzika 2

00-194 Warszawa, Polska

tel.: +48 22 351-76-50 do 51

fax: +48 22 351-76-79

www.poldent.pl, e-mail: poldent@poldent.pl, endostar@endostar.eu



Дата последнего обновления инструкции: 27.09.2017