

endo★star S – ФАЙЛЫ (S – FILES)

1. Общее описание:

S файлы – это одни из наиболее эффективных инструментов с очень высокой режущей способностью. Сконструированы, как объединенные две режущие грани H файла. Можно ими работать как движениями вверх-вниз, так и вращательными движениями.

- высокая режущая способность,
- очень высокая способность транспортировки дентина наружу,
- высокоточно отшлифованная форма, сделанная из специальной, исключительно твердой, а вместе с тем эластичной нержавеющей стали,
- 2 режущие грани под углом 90 градусов (грани размещены симметрично относительно оси симметрии на 180 градусов),
- поперечный разрез: 
- не режущий кончик,
- отличная эластичность,
- миллиметровая шкала от 18 до 25 мм размещена на металлической части файла, упрощающая определение длины (глубины) канала,
- эргономическая ручка с напечатанным размером по ISO.

2. Рекомендованное количество использований:

Максимум 1-10 раз в зависимости от размера (см. Таблицу 1), при условии, что визуальный контроль, выполняемый стоматологом перед следующим использованием показывает, что инструмент не был поврежден предыдущим использованием, не изогнут (не касается случаев специального загибания инструмента под кривизну канала), не деформированный, не проявляет признаков "усталости" стержня инструмента, а также надёжно крепится к ручке. Использование инструмента большее число раз, чем рекомендуемое, может привести к его поломке в канале.

Таблица 1

Размер	06	08	10	15	20	25	30	35	40	45	50
Количество использований	1	1	1	1-2	1-2	1-2	2-3	2-3	2-3	4-5	4-5
Размер	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140	
Количество использований	4-5	4-5	4-5	4-5	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	

3. Очистка и дезинфекция:

Подробную инструкцию по очистке и дезинфекции можно найти на веб-сайте www.poldent.pl и www.endostar.eu.

4. Стерилизация:

Продукты нестерильные. Перед использованием следует их стерилизовать. Инструменты можно многократно стерилизовать в паровом автоклаве при температуре 134 градуса. Рекомендуемое время стерилизации 35-40 минут. Инструменты можно дезинфицировать в мягких дезинфицирующих средствах, а также можно их чистить в ультразвуковых мойках. Очень агрессивные дезинфицирующие средства могут привести к нарушению структуры материала, из которого сделана ручка, либо же к ее обесцвечиванию.

5. Хранение:

Инструменты следует хранить при комнатной температуре в сухой, чистой среде, без пыли.

6. Предупреждения:

Только для использования в стоматологии.

	Поперечный разрез
	Знак CE
	Стерилизация в паровом автоклаве темп. 134°C
	Нестерильный продукт
	Для обработки канала зуба
	Партия товара
	Перед использованием прочитайте инструкцию
	Нержавеющая сталь



Производитель:

Poldent Sp. z o. o.
ul. Dzika 2
00-194 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 351-76-50 do 51
fax: +48 22 351-76-79



www.poldent.pl, e-mail: poldent@poldent.pl, endostar@endostar.eu

Дата последнего обновления инструкции: 27.09.2017