

endo★star Н –ФАЙЛЫ (Н – FILES)

1. Общее описание:

Н файлы – это очень эффективные, агрессивные инструменты для обработки канала с высокой режущей способностью. Файлы запроектированы согласно форме, изобретенной доктором Hedström. Наиболее эффективная нарезка дентина осуществляется путем объединения вращательного движения (макс. ¼ оборота) и вытягивания инструмента. Особенно рекомендуются в эндодонтии пубертатного периода.

- высокая режущая способность,
- одна режущая грань под углом 90 градусов,
- поперечный разрез: 
- количество витков от 31 у маленьких до 14 у больших;
- угол между продольной осью и режущей гранью равен 60°;
- улучшено извлечение дентина наружу благодаря увеличению перехода между режущей гранью и ее глубиной,
- высокоточно отшлифованная форма, сделанная из специальной, исключительно твердой, а вместе с тем эластичной нержавеющей стали,
- повышенная эластичность благодаря правильной цилиндрической форме,
- эргономическая пластиковая ручка с напечатанным размером по ISO.

2. Рекомендованное количество использований:

Максимум 1-10 раз в зависимости от размера (см. Таблицу 1), при условии, что визуальный контроль, выполняемый стоматологом перед следующим использованием показывает, что инструмент не был поврежден предыдущим использованием, не изогнут (не касается случаев специального загибания инструмента под кривизну канала), не деформированный, не проявляет признаков "усталости" стержня инструмента, а также надёжно крепится к ручке. Использование инструмента большее число раз, чем рекомендуемое, может привести к его поломке в канале.

Таблица 1

Размер	06	08	10	15	20	25	30	35	40	45	50
Количество использований	1	1	1	1-2	1-2	1-2	2-3	2-3	2-3	4-5	4-5
Размер	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140	
Количество использований	4-5	4-5	4-5	4-5	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	

3. Очистка и дезинфекция:

Подробную инструкцию по очистке и дезинфекции можно найти на веб-сайте www.poldent.pl и www.endostar.eu.

4. Стерилизация:

Продукты нестерильные. Перед использованием следует их стерилизовать. Инструменты можно многократно стерилизовать в паровом автоклаве при температуре 134 градуса. Рекомендуемое время стерилизации 35-40 минут. Инструменты можно дезинфицировать в мягких дезинфицирующих средствах, а также можно их чистить в ультразвуковых мойках. Очень агрессивные дезинфицирующие средства могут привести к нарушению структуры материала, из которого сделана ручка, либо же к ее обесцвечиванию.

5. Хранение:

Инструменты следует хранить при комнатной температуре в сухой, чистой среде, без пыли.

6. Предупреждения:

Только для использования в стоматологии.

	Поперечный разрез
	Знак CE
	Стерилизация в паровом автоклаве темп. 134°C
	Нестерильный продукт
	Для обработки канала зуба
	Партия товара
	Перед использованием прочитайте инструкцию
	Нержавеющая сталь



Производитель:

Poldent Sp. z o. o.

ul. Dzika 2

00-194 Warszawa, Polska

tel.: +48 22 351-76-50 do 51

fax: +48 22 351-76-79

www.poldent.pl, e-mail: poldent@poldent.pl, endostar@endostar.eu



Дата последнего обновления инструкции: 27.09.2017