



# Гуттаперчевые штифты DiaDent инструкция по применению

## Назначение

Твердая гуттаперча, используемая для пломбирования корневых каналов.

## Подготовка перед использованием

1. Перед использованием продукта проверьте срок годности и убедитесь, что на нем нет грязи, пыли или посторонних веществ. Не используйте, если гуттаперча слишком твердая и неэластичная.
2. Прочтите и полностью усвойте инструкции производителя и внимательно изучите пошаговое руководство.
3. Подготовьте все аксессуары и инструменты, необходимые до процедуры.

## Указания по применению

Чтобы заполнить корневой канал, стоматолог должен выполнить следующие шаги.

1. Выберите гуттаперчевый мастер-штифт, который соответствует апексу, и проверьте рабочую длину перед заполнением корневого канала.

Отрежьте лишнюю часть штифта перед введением гуттаперчи в корневой канал.

2. Когда гуттаперчевый штифт помещен внутрь корневого канала, сделайте рентгеновский снимок, чтобы убедиться, что гуттаперчевый штифт расположен на расстоянии 1 мм от верхушки и идеально подходит для корневого канала.

3. Удалите гуттаперчевый штифт из корневого канала и высушите бумажным штифтом. Выберите файл на один размер меньше, чем тот, который использовался для обработки корневого канала. Нанесите силер на файл и распределите по внутренней части канала. В завершение нанесите силер на кончик гуттаперчевого штифта примерно на 1 мм и вставьте его в корневой канал.

4. Эта процедура является наиболее стандартным методом. Однако стоматолог может рассмотреть возможность использования большего количества гуттаперчевых штифтов или выполнить процедуру другим способом в зависимости от симптомов пациента.

- Гуттаперчевые штифты предназначены для одноразового использования.

Не используйте их повторно.

## Обслуживание после использования

Гуттаперчевые штифты, которые не были использованы, после процедуры должны храниться в контейнере при комнатной температуре, чтобы предотвратить заражение.

## Обращение и хранение

1. Хранить при комнатной температуре.
2. Беречь от легковоспламеняющихся и горючих материалов и тепла.
3. Не бросайте и не подвергайте риску продукты во время транспортировки.
4. Храните отдельно от других товаров разных размеров и типов.

## Меры предосторожности при использовании

### ◆ Общие предостережения и предупреждения

1. Продукт должен использоваться только стоматологами. Необходимо тщательно соблюдать инструкции по применению.
2. Не используйте у пациентов с воспалением или аллергией на продукт.
3. Этот продукт предназначен только для наружного применения и должен быть предписан для внутреннего использования.
4. Перед процедурой защитите дыхательные пути пациента коффердамом.
5. После использования плотно закройте крышку.

### ◆ Меры предосторожности при использовании

1. Перед установкой гуттаперчевого штифта проверьте наличие вторичной инфекции внутри корневого канала.
2. Используйте файл и гуттаперчевый штифт одинакового размера и толщины.
3. После процедуры сделайте рентгеновский снимок, чтобы убедиться в полном заполнении канала.

## Срок годности

4 года со дня изготовления

## Символы



## Гарантия и ограничение ответственности

### Гарантия

DiaDent Group International заменит продукт, в котором будет доказано, что он неисправен. DiaDent Group International не несет ответственности за любой или меньший ущерб, прямой или косвенный, связанный с использованием или невозможностью использования описанного продукта. Перед использованием пользователь должен определить пригодность продукта для использования по назначению. Пользователь принимает на себя все риски и ответственность в связи с этим.

Европейский представитель

DiaDent Europe B.V.

Antennestraat 70,1322AS Алмере, Нидерланды

Тел.: 00 31 (0) 36 549 8607 ФАКС: 00 31 (0) 36 536 7317

### Эксклюзивный представитель в РБ – ЧУП «ЮНИКО-ДЕНТАЛ»

г. Минск, ул. М. Танка, 20 – 205

Тел. (017) 374-87-14, факс: (017) 374-25-81

моб. (029) 660-46-16, (029) 660-46-10

E-mail: [sales@younico.by](mailto:sales@younico.by), сайт: [www.younico.by](http://www.younico.by)