

Оттенок	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Техника Cut-back											
Enamel	E1	E1	E1	E2	E1	E3	E3	E3	E3	E3	E3
Техника послойного нанесения											
Enamel Opal	EO1	EO1	EO1	EO2	EO1	EO3	EO3	EO3	EO3	EO3	EO3
Dentin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Power Dentin (PD)* и/или Opalescent Dentin (OD)											
OD0											
OD1 / PD1	✓	3X	1X								
OD2 / PD2									1X	✓	
OD3 / PD3				✓	✓	3X	1X		1X		✓
OD4 / PD4		1X	1X	✓							
OD5 / PD5											
OD6 / PD6						1X	1X	3			
Enamel Effect (EE)											
EE1 – Sunrise (восход солнца)	✓	✓	✓	✓						✓	
EE2 – Violet (фиолетовый)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EE3 – Sunset (закат солнца)					✓	✓	✓	✓	✓		✓
EE5 – Sky (небесный)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Add-On Correction (C)											
C1 – Light (светлый)	✓	✓									
C2 – Medium (средний)			✓		✓	✓			✓	✓	✓
C3 – Dark (темный)				✓			✓	✓			

***Пример смешивания Power Dentin:** цвет B2 требует смешивания трех частей PD1 (3X) и одной части PD4 (1X). Настоятельно рекомендуем пользоваться дозатором Dentsply Sirona Portioner, чтобы соблюсти точность смешивания.